



Instabile Parameter

LISTE 1: MATERIAL MUSS GEFROREN TRANSPORTIERT WERDEN

- ADH (Vasopressin)
- Aminosäuren (Urin oder EDTA-Plasma)
- Ammoniak
- CK - Isoenzyme
- D-Dimere
- Fibrinogen
- Lactat
- Relaxin
- Taurin
- Thymidinkinase
- Troponin I
- Vitamin H (Biotin)

LISTE 2: BEI TRANSPORTZEITEN > 24 STUNDEN MATERIAL EINFRIEREN UND GEFROREN TRANSPORTIEREN

- ACTH
- Dysbiose Index Hund
- Folsäure
- Insulin
- Normethanephrin-Kreatinin Quotient
- NT-pro BNP
- Organische Säuren
- PT
- PTT
- Rheumafaktoren
- Vitamin A
- Vitamin B6
- Vitamin E